

Configurez vos pipettes à distance

L'Eppendorf Pipette Manager exploite le potentiel des pipettes électroniques connectées pour accélérer leur utilisation et améliorer la reproductibilité et la documentation numérique à chaque étape.



Envie de plus de liberté et de confort de pipetage ? Prenez une longueur d'avance ! Passez aux pipettes électroniques connectées et améliorez vos compétences individuelles en matière de pipetage tout en optimisant le travail d'équipe.



Pipettes électroniques connectées
Transformez vos pipettes Eppendorf Xplorer®, Xplorer plus ou Xplorer plus Move It® en des **pipettes électroniques connectées**.



Pipette Manager
Communiquez avec vos pipettes électroniques connectées et vos tablettes grâce à la technologie WiFi.



Tablettes
Connectez des tablettes (Android et iOS) et travaillez en parallèle avec d'autres utilisateurs dans votre laboratoire.

Essayez maintenant

Les avantages de la connectivité

Plus de rapidité

Saisie plus rapide du volume à l'aide du Pipette Manager. Tous les réglages sont transférés sur les pipettes électroniques connectées pour un démarrage immédiat du pipetage.

Plus de précision

Laissez-vous guider par le "Liquid Manager" sur le logiciel lorsque vous travaillez avec des liquides difficiles (p. ex. liquides visqueux, volatils ou qui moussent) afin d'améliorer la reproductibilité de vos étapes de pipetage.

Choisissez parmi les types de liquides prédéfinis par Eppendorf, p. ex. l'acétone, ou créez vos propres liquides.

Plus de confiance

Consignez automatiquement chaque étape de pipetage et exportez facilement vos données dans un fichier PDF via un port USB. La documentation vous fournit des informations comme la date et l'heure, le numéro de série de la pipette, le mode de pipetage, le volume ainsi que le type de liquide sélectionné.

Plus de collaboration

Gérez plus efficacement vos pipettes et améliorez le travail en équipe. Les fonctionnalités intégrées comme "Pipette Set Creation" ou "Liquid Type Sharing" permettent un fonctionnement optimal et efficace.

Faites évoluer vos pipettes électroniques

Restez flexible avec vos pipettes électroniques !

Transformez facilement vos pipettes électroniques Eppendorf Xplorer, Xplorer plus ou Xplorer plus Move It en appareils connectés avec le module WiFi.

Branchez, connectez et commencez à travailler. Cela ne prend même pas une minute !



Informations de commande

Description	Référence
Pipette Manager , un serveur tactile externe qui permet de communiquer avec les pipettes électroniques connectées	1004 000 001
Eppendorf Xplorer® connect , module WiFi avec batterie pour la gamme de pipettes électroniques Eppendorf Xplorer	4861 000 970

Remarque : le Pipette Manager n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant commercial Eppendorf pour plus d'informations.

Votre distributeur local : www.eppendorf.com/contact
 Eppendorf SE · Barkhausenweg 1 · 22339 Hambourg · Allemagne
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

www.eppendorf.com/pipette-manager

Eppendorf®, l'Eppendorf Brand Design, Eppendorf Xplorer® et Move It® sont des marques déposées d'Eppendorf SE, Allemagne. Tous droits réservés, y compris graphiques et photos. Copyright © 2023 Eppendorf SE · Référence AA01 028 620/EN2/Print