

NUOVO: Conical Tubes SnapTec® 50




Done in a Snap

Gestione dei campioni rapida e sicura con Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50

Quando è necessario andare veloci, si ha la sensazione di avere bisogno di più di due mani. Non con i nuovi Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50. Possono essere aperti e chiusi in modo rapido e sicuro con una sola mano, sia la destra che la sinistra, per prelevare o aggiungere liquidi in maniera notevolmente più veloce. Il tappo è saldamente fissato al tubo, per evitare il rischio di scambiare i coperchi quando si trovano sul bancone.

Il tubo conico SnapTec 50 è facilmente integrabile nella routine di laboratorio quotidiana. Con dimensioni paragonabili al classico tubo conico da 50 mL, si integra perfettamente nell'ampia gamma di apparecchiature di laboratorio esistenti.



Scoprite la soluzione tappo SnapTec® 50

Tappo innovativo SnapTec
Protetto da due brevetti tecnici (vedere anche Eppendorf Conical Tubes 25 mL con tappo SnapTec)

Volume nominale di 45 mL*

Autoclavabile a 121°C, 20 minuti*

Resistenza alla centrifugazione fino a 17.000 x g*
Tenuta garantita da -86° C a 100° C*

I nuovi Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50 sono raccomandati per:

- > Centrifugazione
- > Preparazione di tamponi, aliquote e soluzioni di lavoro
- > Preparazione dei campioni
- > Prelievo dei campioni
- > Incubazione dei campioni in temperatura

Utilizzo con una mano sola
Il tappo SnapTec supporta la gestione rapida e ottimizzata delle soluzioni campione, ad esempio in protocolli multifase

Rischio di contaminazione ridotto
Il tappo SnapTec evita il rischio di scambio di coperchi quando si lavora in protocolli multifase

Implementazione immediata
Le dimensioni comparabile ai tubi conici da 50 mL con tappo a vite consentono la diretta integrazione in un'ampia gamma di apparecchiature di laboratorio esistenti*

Qualità e Sicurezza:

- eppendorf guaranteed quality**
- eppendorf sterile** (pyrogen-free, sterile)
- eppendorf PCR clean** (certified purity grade, PCR inhibitor-free, human DNA-free)

*Leggere le istruzioni per l'uso per i dettagli (www.eppendorf.com/manuals): Eppendorf Conical Tubes 25 mL e SnapTec® 50

Meno rischi

Rischio di contaminazione ridotto: Non è necessario appoggiare il coperchio del tubo sul bancone: il tappo è saldamente fissato al tubo, anche quando è aperto. Nessun rischio di scambiare i coperchi.

Utilizzo con una mano sola

Con il nuovo tubo conico SnapTec 50 è possibile aprire e chiudere in sicurezza il tubo con una sola mano per una rapida estrazione o aggiunta.

Comfort e sicurezza massimi

Nella nostra nuova nota applicativa sono disponibili ulteriori informazioni sul tappo a tenuta sicura, sulla resistenza alla centrifugazione e sui livelli di leachable.*

www.eppendorf.com/appnote445

*Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50: Fast and safe sample handling

Informazioni per l'ordine

Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50
Eppendorf Quality™, (240 tubi, 8x30 tubi/confezione)
PCR clean, (240 tubi, 8x30 tubi/confezione)
Sterile, (200 tubi, 10x20 tubi/confezione)

Cod. ord.
0030 118 650
0030 118 669
0030 118 677

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
 Eppendorf s.r.l. · Via Zante 14 · 20138 Milano · Italia
eppendorf@eppendorf.it · www.eppendorf.it

www.eppendorf.com/SnapTec50