



# Work Smarter, Not Harder

I nuovi strumenti di dispensazione a 4 canali epMotion



## Scopri i vantaggi

Dimentica il fastidio di dover trasferire i liquidi dalle provette alle piastre o viceversa in laboratorio! I nostri avanzati strumenti di dispensazione a 4 canali eliminano questo noioso compito soggetto a errori. I nuovi arrivati nella famiglia epMotion sono progettati nello specifico per attività di riformattazione, come quelle della (q)PCR e NAP, per offrire risultati rapidi e affidabili.

**> Trasferimento semplificato dei liquidi**

Elimina il fastidio di dover trasferire i liquidi dalle provette alle piastre o viceversa.

**> Produttività potenziata**

Ottieni risultati più rapidi e affidabili migliorando il workflow e l'efficienza generale del laboratorio.

**> Migliore esperienza di laboratorio**

Liberati dai compiti noiosi e concentrati su ciò che conta davvero: la ricerca e le scoperte.



# Prestazioni di pipettaggio

Strumento di dispensazione	Range di volume	Volume	Errore di misurazione			
			Sistematico		Casuale	
			%	µL	%	µL
TM 50-4	1,0 - 50 µL	1 µL	± 25	± 0,25	± 10	± 0,1
		5 µL	± 5	± 0,25	± 5	± 0,25
		25 µL	± 2	± 0,5	± 1,2	± 0,3
		50 µL	± 1,2	± 0,6	± 0,6	± 0,3
TM 300-4	20 - 300 µL	20 µL	± 10	± 2,0	± 4,0	± 0,8
		30 µL	± 10	± 3,0	± 3,5	± 1,05
		150 µL	± 2,5	± 3,75	± 0,8	± 1,2
		300 µL	± 1,5	± 4,5	± 0,5	± 1,5
TM 1000-4	40 - 1000 µL	40 µL	± 6	± 2,4	± 2,5	± 1,0
		100 µL	± 3	± 3	± 1,5	± 1,5
		500 µL	± 1,5	± 7,5	± 0,3	± 1,5
		1000 µL	± 0,8	± 8,0	± 0,15	± 1,5



## Informazioni per l'ordine

Descrizione	Codice ord. internazionale
<b>epMotion, strumento di dispensazione a 4 canali TM50-4, 1-50 µL</b>	5280000410
<b>epMotion, strumento di dispensazione a 4 canali TM50-4, 20-300 µL</b>	5280000436
<b>epMotion, strumento di dispensazione a 4 canali TM50-4, 40-1000 µL</b>	5280000452
<b>Rack per singole provette compatibile con TM-4</b> , per l'utilizzo di un massimo di 24 provette di reazione Eppendorf, in vetro o in plastica, con Ø > 13 mm x 60 mm di lunghezza massima.	5075775204
<b>Rack per 24 provette compatibile con TM-4</b> , per l'utilizzo di un massimo di 24 provette Safe-Lock da 1,5 mL o 2,0 mL.	5075752107
Rack temico <b>compatibile</b> con TM-4 con strumenti di dispensazione a 1 e 4 canali, per un massimo di 1.000 rpm nel TMX.	5075752115
<b>Rack temico per TMX compatibile con TM-4</b> , con strumenti di dispensazione a 1 e 4 canali, controllo della temperatura, può essere utilizzato fino a 1.300 rpm nel TMX.	5075752123
<b>Rack temico Cryo compatibile con TM-4</b> , con strumenti di dispensazione a 1 e 4 canali, controllo della temperatura, può essere utilizzato fino a 1.000 rpm nel TMX.	5075752131
<b>TipHolder compatibile con TM-4</b> , con strumenti di dispensazione a 1 e 4 canali. Spazio per una epT.I.P.S. Box nella parte inferiore e un epT.I.P.S. Reload Rack nella parte superiore, autoclavabili	5075752158
<b>Note:</b> gli strumenti di dispensazione a 4 canali sono compatibili con il software epBlue versione ≥ 50.2 ed epMotion 5073/5075 con numeri di serie ≥ 10.000	

**Il vostro distributore locale:** [www.eppendorf.com/contatto](http://www.eppendorf.com/contatto)

Eppendorf s.r.l. · Via Zante 14 · 20138 Milano 1  
[eppendorf@eppendorf.com](mailto:eppendorf@eppendorf.com) · [www.eppendorf.com](http://www.eppendorf.com)

[www.eppendorf.com/automation](http://www.eppendorf.com/automation)