




Out of the Box

Le nuove Eppendorf Storage Boxes

Una soluzione globale completa per la conservazione dei tuoi campioni! Questa concezione modulare completa ti permette di selezionare la combinazione di scatole perfetta per le tue esigenze di conservazione individuali. Le dimensioni esterne di ingombro sono compatibili con i comuni sistemi di rack per congelatori.

Inoltre, le diverse varianti di griglia interna assicurano una perfetta sistemazione a tutti i formati standard di provetta: provette criogeniche, per microcentrifuga, coniche da 15 mL e 50 mL e altri tubi da laboratorio. Questo approccio salvaspazio, insieme a numerosi vantaggi applicativi, aiuta a ottimizzare la conservazione e l'archiviazione dei tuoi campioni.

- > Combinazione di polipropilene di alta qualità (PP) e design rinomato, per assicurare un'elevata stabilità dimensionale e quindi un'agevole apertura e chiusura
- > Utilizzo ottimale dello spazio del congelatore, grazie alla flessibile combinazione di differenti formati di scatole
- > Codifica alfanumerica contrassegnata con il laser per ciascuna posizione dei campioni
- > Coperchio trasparente per una rapida e semplice ispezione visiva



Flessibilità e stabilità

- > Utilizzo completo dello spazio del congelatore, grazie alla flessibilità ottimale delle combinazioni possibili con i differenti formati di scatole
- > Per il congelamento del campione fino a -86 °C, per la conservazione, o il trattamento in autoclave (121 °C / 20 min) per la sterilizzazione le Eppendorf Storage Boxes si mantengono sempre perfette!

Affidabilità

- > Facile identificazione dei campioni, grazie alla codifica alfanumerica contrassegnata con il laser su ogni posizione:
 - > minimizza gli errori di posizionamento
 - > assicura una leggibilità a forte contrasto
 - > è permanente
- > Inoltre, i 5 campi per l'etichettatura sul coperchio permettono la codifica individuale da parte dell'utente

Innovazione e sicurezza

- > Scatole per provette coniche da 15 mL e 50 mL con aperture per la ventilazione, per un processo di congelamento uniformemente distribuito. Ciò evita il danneggiamento o la rottura delle provette, spesso riscontrabili durante il congelamento di questi formati di provette lunghe all'interno di scatole chiuse

Informazioni per l'ordine

Descrizione	Codice
Eppendorf Storage Box 10 x 10 , per 100 provette criogeniche con filettatura interna, 3 pezzi, altezza 52,8 mm, 2 in, polipropilene, per il congelamento fino a -86 °C, autoclavabile, con coperchio e codifica alfanumerica	0030 140.508
Eppendorf Storage Box 9 x 9 , per 81 provette criogeniche da 1-2 mL con tappo a vite, 3 pezzi, altezza 52,8 mm, 2 in, polipropilene, per il congelamento fino a -86 °C, autoclavabile, con coperchio e codifica alfanumerica	0030 140.516
Eppendorf Storage Box 9 x 9 , per 81 provette criogeniche da 3 mL con tappo a vite, 2 pezzi, altezza 76,2 mm, 3 in, polipropilene, per il congelamento fino a -86 °C, autoclavabile, con coperchio e codifica alfanumerica	0030 140.540
Eppendorf Storage Box 9 x 9 , per 81 provette criogeniche da 4-5 mL con tappo a vite, 2 pezzi, altezza 101,6 mm, 4 in, polipropilene, per il congelamento fino a -86 °C, autoclavabile, con coperchio e codifica alfanumerica	0030 140.567
Eppendorf Storage Box 8 x 8 , per 64 provette da 1-2mL, 3 pezzi, altezza 52,8 mm, 2 in, polipropilene, per il congelamento fino a -86 °C, autoclavabile, con coperchio e codifica alfanumerica	0030 140.524
Eppendorf Storage Box 5 x 5 , per 25 provette da 5 mL, 4 pezzi, altezza 63,5 mm, 2,5 in, polipropilene, per il congelamento fino a -86 °C, autoclavabile, con coperchio e codifica alfanumerica	0030 140.532
Eppendorf Storage Box 5 x 5 , per 25 provette da 5 mL con tappo a vite, 2 pezzi, altezza 76,2 mm, 3 in, polipropilene, per il congelamento fino a -86 °C, autoclavabile, con coperchio e codifica alfanumerica	0030 140.613
Eppendorf Storage Box 5 x 5 , per 25 provette da 15 mL, 2 pezzi, altezza 127 mm, 5 in, polipropilene, per il congelamento fino a -86 °C, autoclavabile, con coperchio e codifica alfanumerica	0030 140.583
Eppendorf Storage Box 3 x 3 , per 9 provette da 50 mL e 4 provette da 15 mL, 2 pezzi, altezza 127 mm, 5 in, polipropilene, per il congelamento fino a -86 °C, autoclavabile, con coperchio e codifica alfanumerica	0030 140.591

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
 Eppendorf s.r.l. · Via Zante 14 · 20138 Milano · Italy
eppendorf@eppendorf.it · www.eppendorf.it

www.eppendorf.com