



# Scansione sicura scansione

Provette con codice a barre e sistema SafeCode™

# »Keep it Scanned, Keep it Safe.«

Le provette sono parte integrante del workflow del vostro laboratorio. I vostri campioni e le vostre risorse dipendono da recipienti di conservazione affidabili al 100%. Ma questo non riguarda solo la loro struttura e l'ergonomia: vi occorrono provette in grado di resistere a usi intensivi, ai carichi di lavoro quotidiani e a una conservazione a lungo termine. Le provette con codice a barre SafeCode sono la giusta soluzione a quei "piccoli problemi" che poi diventano grandi e difficili da gestire.

**Approfittate di affidabili ID campione e di banche dati sicure per l'inventario dei campioni.**




## Problemi con i campioni non leggibili?

- > Consumabili reperibili in commercio già dotati di etichetta per uso immediato
- > Memorizzazione di tutti i dati sperimentali rilevanti per una facile documentazione
- > Etichette affidabili a lunga durata per l'identificazione sicura dei campioni



## Volete poter contare su una certa affidabilità?

- > Da decenni Eppendorf produce recipienti per la conservazione dei campioni e ora le vostre provette preferite sono migliori
- > Tutta l'affidabilità di Eppendorf unita alla maggiore sicurezza offerta dalla digitalizzazione



## Vi perdette fra campioni e processi?

- > Facile gestione dei campioni con il software eLABInventory
- > Individuazione di punti liberi nell'ultracongelatore per un uso efficiente dello spazio
- > Lettura di codici a barre per un'identificazione affidabile dei campioni
- > Documentazione affidabile dei processi con il software eLABJournal



### Un sistema in grado di soddisfare le vostre esigenze

Il sistema SafeCode è stato progettato per soddisfare le vostre esigenze quando ne avete bisogno. Risparmiate tempo ed energie utilizzando le provette, le app, i software e le soluzioni di conservazione giusti, e assicuratevi che il vostro prezioso lavoro finisca in qualche pubblicazione e in un valido processo produttivo, anziché nel cestino.



Date un'occhiata voi stessi e  
richiedete subito un campione SafeCode



Le dimensioni precise di queste provette garantiscono la massima compatibilità con i rotori per centrifughe, i miscelatori e gli agitatori

Codice Data Matrix 2D chiaro e leggibile anche quando risulta danneggiato per il 30%



Disponibili nei formati da 5 mL, 15 mL e 50 mL con tappo a vite

# Codifica chiara

## Il sistema Eppendorf SafeCode

»Le provette vanno etichettate« – naturalmente, chiunque lavori in un laboratorio è d'accordo con questa disposizione. Nella realtà, capita spesso di trovare nel proprio ultracongelatore delle provette sprovviste di etichetta o con un'etichetta non leggibile. Si consiglia di etichettare in modo chiaro i campioni per rendere la lettura facile e per quanto possibile sicura per chiunque.


La presenza di etichette chiare stampate sulle provette è il minimo per una lettura affidabile. I codici a barre o i codici Data Matrix 2D rappresentano il passo successivo verso un'identificazione rapida e affidabile dei campioni.

- > Le provette con codice a barre già etichettate e con codifica a 2 livelli in formati diversi consentono di migliorare i vostri processi
- > Approfittate della digitalizzazione di Eppendorf: scaricate tutta la documentazione specifica dell'ID rilevante per la vostra provetta, come certificati, disegni, numeri di lotti e numeri d'ordine dei fornitori utilizzando l'Eppendorf DataPort
- > Gestite i vostri campioni dotati di codice a barre con un software di gestione dei campioni come eLABInventory

**Un'etichettatura intelligente dei vostri preziosi campioni è di cruciale importanza per un'identificazione sicura e, di conseguenza, per risultati affidabili.**

Per saperne di più sul sistema SafeCode, visitate il sito [www.eppendorf.com/SafeCode](http://www.eppendorf.com/SafeCode)

Le etichette scritte a mano si macchiano e diventano velocemente illeggibili




Le etichette stampate a mano richiedono tempo e fatica e alla fine si staccano



Già etichettate per l'uso immediato e identificate in modo chiaro per una facile lettura

### Eppendorf Tubes®

- > Realizzate in polipropilene (PP) vergine della massima qualità, prive di biocidi, plastificanti e lattice
- > Prodotte con stampi ottimizzati, estremamente rifiniti, senza l'uso di agenti lubrificanti come l'oleamide, l'erucamide o la stearamide
- > Progettate e fabbricate avvalendosi di un sistema di gestione qualità certificato conforme agli standard ISO 13485 e ISO 9001



### Il tappo con lati appiattiti e scanalati

- > consente un utilizzo ergonomico e semplice
- > permette un posizionamento stabile e in verticale
- > riduce al minimo il rischio di contaminazione

## Eppendorf DataPort




Vi occorre una documentazione dettagliata per le certificazioni di laboratorio? I dati fondamentali delle provette utilizzate, come il **numero di lotto**, il **numero d'ordine**, i **certificati** ecc., sono disponibili tramite il **sito web Eppendorf DataPort**. Esportateli manualmente in banche dati o automaticamente su eLabInventory o eLabJournal®.

[Scopritene di più!](#)



## eLabInventory



### Digitalizzate la conservazione dei vostri campioni con eLabInventory

- > Conservate qualsiasi tipo di campione, prototipo e materiale con la massima flessibilità
- > L'intuitiva interfaccia utente comprende la navigazione visiva dell'inventario per una facile gestione
- > Etichettatura con codici a barre e scansione per un elevato rendimento
- > Record di dati completamente personalizzabili per campioni, luoghi di conservazione e apparecchiature
- > Importazione/esportazione in altri formati per la flessibilità dei dati
- > Conformità a 21 CFR parte 11 per una documentazione sicura

Provate subito gratuitamente eLabInventory per 30 giorni!  
Visitate il sito [www.eLabNext.com/eppendorf](http://www.eLabNext.com/eppendorf)

## Informazioni per l'ordine

Descrizione	Cod. ord.
Eppendorf Tubes® 5,0 mL, sterile, 200 provette	0030 113.500
Eppendorf Conical Tubes 15 mL, sterile, 500 provette	0030 113.489
Eppendorf Conical Tubes 50 mL, sterile, 500 provette	0030 113.497
Software eLABInventory	Vedi online
Software eLABJournal®	Vedi online



Scoprite l'intero sistema SafeCode, inclusi CryoStorage Vials, Eppendorf RackScan, le provette con codice a barre SafeCode, eLabInventory, eLabJournal e molto altro!

[www.eppendorf.com/SafeCode](http://www.eppendorf.com/SafeCode)



Il vostro distributore locale: [www.eppendorf.com/contact](http://www.eppendorf.com/contact)

Eppendorf s.r.l. · Via Zante 14 · 20138 Milano 1  
 eppendorf@eppendorf.com · [www.eppendorf.it](http://www.eppendorf.it)

[www.eppendorf.com](http://www.eppendorf.com)