



Risultati di miscelazione irregolare?

È richiesta una miscelazione affidabile?

Miscelate i vostri campioni in pochi secondi, in modo completo e affidabile. I vostri campioni saranno trattati in modo ottimale sia in piastre (da 96 o 384 pozzetti) che in provette. Con la funzione integrata ed ergonomica vortex, MixMate è il vostro perfetto assistente di laboratorio.

- > 2^o Mix-Control per una miscelazione controllata e risultati riproducibili in pochi secondi
- > La tecnologia anti-spill previene l'innidimento del tappo, riducendo il rischio di contaminazione crociata dei campioni
- > 5 portaprovette diversi (0,5 mL, 1,5/ 2,0 mL, PCR 96 Plates, 5/ 15 mL, 25/ 50 mL) per una grande flessibilità nell'uso dei contenitori



Confronto tra miscelezioni

Miscelazione di campioni da 50 µL a 1.800 rpm

Concorrenza 1 min



Miscelazione
del campione subottimale

Eppendorf 2^DMix-Control 1 min
(MixMate®)



Miscelazione
del campione affidabile

Eppendorf 2^DMix-Control 1 min
(Eppendorf ThermoMixer®)



Miscelazione
del campione affidabile

Ottenete risultati di miscelazione irregolari?

Una miscelazione dei campioni affidabile va molto oltre alla semplice miscelazione, soprattutto quando si parla di volumi pari a microlitri. Per decenni abbiamo messo a vostra disposizione validi strumenti di miscelazione e ora abbiamo trovato la soluzione per offrire affidabili prestazioni di miscelazione anche nella scala dei microlitri: Eppendorf 2^DMix-Control. Orbita circolare con un diametro di 3 mm e fino a 3.000 rpm. Prestazioni di miscelazione eccellenti, anche per campioni difficili.



Informazioni per l'ordine

Descrizione	Cod. ord.
MixMate® (senza portaprovette)	5353 000.510
Tube holder portaprovette PCR 96	5353 040.113
Tube holder portaprovette 0,5 mL	5353 040.121
Tube holder portaprovette 1,5 mL	5353 040.130
Tube holder portaprovette 5 / 15 mL	5353 040.148
Tube holder portaprovette 25 / 50 mL	5353 040.156



Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf s.r.l · Via Zante 14 · 22331 · 20138 Milano
eppendorf@eppendorf.it · www.eppendorf.it

www.eppendorf.com/mixmate