

# Rotori per 5910 R/5920 R



## Rotore FA-6x250

- > Rotore ad angolo fisso per un massimo di 6 bottiglie da 250 mL<sup>1)</sup>
- > Ideale per il pellet di microorganismi e cellule dei mammiferi
- > 12 adattatori diversi per un'ampia gamma di applicazioni aggiuntive
- > Velocità max. 15.054 x g (10.100 rpm)
- > Coperchio rotore QuickLock Eppendorf per una rapida chiusura del coperchio
- > A tenuta di aerosol<sup>2)</sup> per una centrifugazione sicura dei campioni pericolosi
- > Peso basso di soli 5,3 kg per un lavoro senza stress
- > Alluminio anodizzato per un'elevata resistenza alle sostanze chimiche
- > Il rotore, il coperchio e gli adattatori sono autoclavabili per ridurre il rischio di contaminazione

<sup>1)</sup> Per far funzionare questo rotore, è necessario un aggiornamento software per le centrifughe precedenti. Contattare l'organizzazione Eppendorf o il rivenditore locale per maggiori informazioni. <sup>2)</sup> Tenuta agli aerosol certificata da Public Health England, Porton Down, UK. Max. 80% del volume di riempimento massimo.



### Informazioni per l'ordine

Descrizione	Cod. ord.
Rotore FA-6x250, per 6 bottiglie da 250 mL incluso coperchio del rotore Eppendorf QuickLock® a tenuta di aerosol	5895 175.007

<b>Adattatori per Rotore FA-6x250</b>						
<b>Volume provetta</b>	5 mL	2.6 – 8.0 mL	5.5 – 12.0 mL	9 mL	5 mL <sup>2)</sup> e 15 mL	50 mL
<b>Max. diametro provetta</b>	12 mm	13 mm	16 mm	17.5 mm	17 mm	30 mm
<b>Max. altezza recipienti per l'uso con coperchio<sup>1)</sup></b>	114 mm	114 mm	115 mm	112 mm	122 mm	125 mm
<b>Adattatori</b>						
<b>Numero di recipienti per adattatore/rotore</b>	9/54	8/48	7/42	7/42	4/24	1/6
<b>Tipo di fondo</b>	rotondo	rotondo	rotondo	rotondo	conico	conico
<b>Raggio di centrifugazione</b>	126 mm	125 mm	125 mm	126 mm	120 mm	110 mm
<b>Max. RCF</b>	14.370 x g	14.256 x g	14.256 x g	14.370 x g	13.686 x g	12.545 x g
<b>Confezionamento</b>	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi
<b>Cod. ord.</b>	5920 765.000	5920 763.008	5920 762.001	5920 764.004	5920 761.005	5920 760.009

50 mL	10 mL	16 mL	30 mL	50 mL	85 mL	175 mL <sup>3)</sup>	250 mL <sup>4)</sup>
30 mm	17 mm	18 mm	26 mm	29 mm	38 mm	62 mm	62 mm
125 mm	115 mm	115 mm	116 mm	125 mm	118 mm	118 mm	135 mm
1/6	7/42	7/42	3/18	1/6	1/6	1/6	1/6
conico, svasato	rotondo	rotondo	rotondo	rotondo	rotondo	conico	piatto
108 mm	126 mm	126 mm	125 mm	111 mm	113 mm	132 mm	132 mm
12.317 x g	14.370 x g	14.370 x g	14.256 x g	12.659 x g	12.887 x g	15.054 x g	15.054 x g
set da 2 pezzi	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi	–	–
5920 766.007	5920 769.006	5920 770.004	5920 767.003	5920 771.000	5920 768.000	Conical form insert required <sup>3)</sup>	No adapter required <sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> Eseguire un test manuale per determinare l'effettiva capacità di carico.

<sup>2)</sup> Adattatori universali da 5 mL per Eppendorf Tubes® 5.0 mL (cod. ord. 5820 732.008).

<sup>3)</sup> Flaconi conici da 175 mL di BD/Corning (352076). Questi flaconi conici devono essere utilizzati con l'inserto conico fornito dal produttore del flacone.

<sup>4)</sup> Flaconi dal fondo piatto da 250 mL di Nalgene (3127-0250, 3122-0250, 3120-0250) e Corning (431841, 431842). Se i flaconi dal fondo piatto da 250 mL di Nalgene vengono usati con un ampio coperchio (3140-0250), la capacità max. si riduce a 4 x 250 mL.