




Codificati per il successo

Sistema Eppendorf SafeCode e provette Eppendorf CryoStorage

»Rilassatevi: con noi, i vostri campioni sono al sicuro.«


In quanto scienziati, disponete di centinaia di campioni preziosi, il risultato di anni di duro lavoro. Se conservati, è fondamentale tenerli in modo sicuro e accessibile. Combinare un'accurata etichettatura con codici a barre dei vostri campioni con condizioni di conservazione efficienti. Documentate la loro collocazione nell'ultracongelatore: eLABInventory gestisce l'organizzazione dei vostri campioni.

Approfittate di identificazioni dei campioni affidabili e di banche dati con inventario dei campioni sicuro.




Problemi con campioni non leggibili?

- > Consumabili reperibili in commercio già dotati di etichetta per uso immediato
- > Memorizzazione di tutti i dati sperimentali rilevanti per una facile documentazione
- > Etichette affidabili a lunga durata per l'identificazione sicura dei campioni



Dovete leggere più codici contemporaneamente?

- > Strumento RackScan per campioni con codici data matrix
- > Sistema plug-in comodo e facile
- > Plug & play per i software Eppendorf eLABInventory e eLABJournal®



Vi perdetevi fra campioni e processi?

- > Facile gestione dei campioni con il software eLABInventory
- > Individuazione di punti liberi nell'ultracongelatore per un uso efficiente dello spazio
- > Lettura di codici a barre per un'identificazione affidabile dei campioni
- > Documentazione affidabile dei processi con il software eLABJournal



Vi occorre un'identificazione affidabile dei campioni?

Il sistema Eppendorf SafeCode

"Le provette conservate devono essere etichettate": su questo sono d'accordo tutti i membri del laboratorio. Nella realtà, capita spesso di trovare nel proprio ultracongelatore delle provette sprovviste di etichetta o con un'etichetta non leggibile. Si consiglia di etichettare in modo chiaro i campioni per rendere la lettura facile e per quanto possibile sicura per chiunque. Etichette chiare stampate sulle provette sono il requisito minimo per una lettura affidabile. I codici a barre o i codici data matrix 2D rappresentano il passo successivo verso un'identificazione rapida e affidabile dei campioni.

- > Provette con codice a barre già etichettate con codifica su 3 livelli in formati diversi consentono di migliorare i vostri processi
- > La funzione di correzione errori ECC 200 consente una lettura affidabile dei codici, con capacità di recuperare fino al 30% dei codici danneggiati
- > Gestite i vostri campioni dotati di codice a barre con un software di gestione dei campioni come eLABInventory

Un'etichettatura intelligente dei vostri preziosi campioni è cruciale per un'identificazione sicura e, di conseguenza, per risultati affidabili.



Con Eppendorf RackScan e il relativo software, potete scannerizzare più di una provetta alla volta e trasferire i dati dei campioni sul vostro software di gestione dei campioni, ad es. su eLABInventory o su banche dati esterne

Inizia un periodo di prova gratuito di 30 giorni di eLABInventory!
Visita l'indirizzo www.eLABInventory.com/Eppendorf



Utilizzate diversi volumi per la conservazione dei vostri campioni? Le provette Eppendorf CryoStorage sono disponibili in 5 volumi differenti: 0,5 mL, 1,0 mL, 1,5 mL, 2,0 mL e 4,0 mL. Tutte sono inoltre disponibili sterilizzate e pronte per l'uso.

> **Vi occorre un ID campione?**

Riconoscimento dei campioni facile e rapido per un'identificazione affidabile dei campioni con codifica su 3 livelli:

- > Codice a barre 1D (a lato)
- > Codifica chiara (a lato)
- > Codice data matrix 2D con correzione errori ECC 200 (sul fondo)



> **Dovete ordinare le provette?**

Rack preinstallati per un'organizzazione più comoda

> **Tappi di fissaggio?** Già dotate di tappo per una facile gestione in condizioni di pulizia

> **Avete paura di perdere le vostre provette?** Levette di blocco del tappo assicurano una chiusura affidabile e una facile apertura del rack per una conservazione sicura delle provette dei campioni

> **Stanchi di ruotare provette?**

Il fondo Twistlock impedisce la rotazione delle provette all'interno del rack durante l'apertura, consentendo l'applicazione e la rimozione facile e automatica dei tappi a vite



> **Vi occorre la documentazione?**

Ulteriori informazioni, come certificati ecc., sono disponibili (su eppendorf.com) per scopi di documentazione sulla base del codice della provetta

> **Passaggio al digitale?**

Trasferimento dati automatico a software di gestione dei campioni come eLABInventory o banche dati esterne

Per saperne di più sul sistema SafeCode visita il sito www.eppendorf.com/SafeCode



La famiglia delle provette Eppendorf CryoStorage: per moderne applicazioni di conservazione ad alta densità con requisiti elevati in termini di sicurezza, gestione e tracciamento dei campioni.

Codici a barre sui vostri tesori da conservare?

Provette CryoStorage

Il sistema SafeCode per provette Eppendorf CryoStorage si basa sulla codifica su 3 livelli per un'identificazione dei campioni affidabile. Fino a 96 provette vengono dotate di etichetta, rack e tappo in fase di produzione per garantire all'utente un utilizzo pratico.

- > Volumi delle provette che variano da 0,5 mL a 4,0 mL consentono un'ampia gamma di applicazioni di conservazione, per la disponibilità immediata
- > Prodotte con polipropilene di alta qualità in camera bianca di classe VIII per un grado di purezza elevato
- > Eppendorf Quality® o grado di purezza "sterile" (variante irradiata con elettroni accelerati e-beam (raggi beta) con SAL 10⁻⁶) per soddisfare requisiti dei campioni differenti
- > Intervallo di temperatura: da -196 °C (fase gassosa LN₂) a +121 °C per requisiti di applicazione differenti



Informazioni per l'ordine

Descrizione		Cod. ord.
	Eppendorf CryoStorage Vial 0,5 mL , tappo e rack preinstallati, 10 x 96 provette, con SafeCode 2D	0030 079.400
	Eppendorf CryoStorage Vial 0,5 mL , tappo e rack preinstallati, 10 x 96 provette, con SafeCode 2D, sterile	0030 079.450
	Eppendorf CryoStorage Vial 1,0 mL , tappo e rack preinstallati, 10 x 96 provette, con SafeCode 2D	0030 079.418
	Eppendorf CryoStorage Vial 1,0 mL , tappo e rack preinstallati, 10 x 96 provette, con SafeCode 2D, sterile	0030 079.469
	Eppendorf CryoStorage Vial 1,5 mL , tappo e rack preinstallati, 10 x 48 provette, con SafeCode 2D	0030 079.426
	Eppendorf CryoStorage Vial 1,5 mL , tappo e rack preinstallati, 10 x 48 provette, con SafeCode 2D, sterile	0030 079.477
	Eppendorf CryoStorage Vial 2,0 mL , tappo e rack preinstallati, 10 x 48 provette, con SafeCode 2D	0030 079.434
	Eppendorf CryoStorage Vial 2,0 mL , tappo e rack preinstallati, 10 x 48 provette, con SafeCode 2D, sterile	0030 079.485
	Eppendorf CryoStorage Vial 4,0 mL , tappo e rack preinstallati, 10 x 48 provette, con SafeCode 2D	0030 079.442
	Eppendorf CryoStorage Vial 4,0 mL , tappo e rack preinstallati, 10 x 48 provette, con SafeCode 2D, sterile	0030 079.493

Informazioni per l'ordine

Descrizione	Cod. ord.
Eppendorf RackScan b , scanner (lettura parte inferiore) per provette con codici 2D in rack SBS e scatole di conservazione criogenica, incl. software RackScan Analyzer, 230 V/50 - 60 Hz	6002 000 006
Eppendorf RackScan s , scanner per codici per la lettura laterale di rack SBS e scatole di conservazione criogenica, accessorio per RackScan b	6002 000.014
Software eLABInventory	Vedi online
Software eLABJournal®	Vedi online

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
 Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

www.eppendorf.com