

# Impostate le vostre pipette a distanza

Connettendo le vostre pipette elettroniche, Eppendorf Pipette Manager permette di ottenere processi più rapidi, una maggiore riproducibilità e la documentazione digitale di ogni passaggio.



Chi non vorrebbe maggiore libertà e convenienza quando si tratta di pipettaggio? Abbracciate l'innovazione! Passate alle pipette elettroniche connesse e aumentate le vostre capacità di pipettaggio portando il lavoro di squadra a un nuovo livello.

**Pipette elettroniche connesse**  
Trasformate le vostre pipette Eppendorf Xplorer®, Xplorer plus o Xplorer plus Move It® in **pipette elettroniche connesse**.

**Pipette Manager**  
Create la comunicazione con le pipette elettroniche e i tablet connessi attraverso la tecnologia Wi-Fi.

**Tablet**  
Collegate i tablet (Android e iOS) per lavorare in parallelo con altri utenti del laboratorio.

Provatelo ora

## Cosa può fare per voi la connettività

### Più veloci

Immissione più rapida di volumi tramite il Pipette Manager. Tutte le impostazioni verranno trasferite a pipette elettroniche connesse per un avvio immediato del pipettaggio.

### Più precisi

a Fatevi guidare dal "Liquid Manager" con software incorporato quando lavorate con classi di liquido difficili (ad es. sostanze viscosi, volatili o schiumose) per aumentare la riproducibilità dei vostri passaggi di pipettaggio.

Scegliete fra tipi di liquidi Eppendorf predefiniti, come ad es. l'acetone, o create i vostri tipi di liquidi personali.

### Più sicuri

Documentate automaticamente ogni passaggio di pipettaggio ed esportate con facilità i dati in formato PDF tramite USB. Questa documentazione contiene dettagli come la marca temporale, il numero di serie della pipetta, la modalità di pipettaggio, il volume e il tipo di liquido selezionato.

### Lavorate più a stretto contatto

Gestite la vostra flotta di pipette in modo più efficiente e rafforzate la collaborazione in team. Caratteristiche integrate come "Pipette Set Creation" o "Liquid Type Sharing" supportano operazioni fluide ed efficienti.

## Fate evolvere le vostre pipette elettroniche

Mantenetevi flessibili con le vostre pipette elettroniche!

Trasformate con facilità le vostre pipette elettroniche Eppendorf Xplorer, Xplorer plus or Xplorer plus Move It in uno strumento connesso al modulo Wi-Fi.

Inserite la spina, connettetevi e iniziate a lavorare in meno di un minuto!



### Informazioni per l'ordine

#### Descrizione

**Pipette Manager**, un server touch esterno che consente la comunicazione con pipette elettroniche connesse

**Eppendorf Xplorer® connect**, modulo Wi-Fi incl. batteria per la serie di pipette elettroniche Eppendorf Xplorer

#### Cod. ord.

1004 000 001

4861 000 970

Nota: il Pipette Manager non è disponibile in tutto il mondo. Per maggiori informazioni contattare il proprio rappresentante di vendita Eppendorf.

Il vostro distributore locale: [www.eppendorf.com/contact](http://www.eppendorf.com/contact)

Eppendorf s.r.l. · Via Zante 14 · 20138 Milano 1  
[eppendorf@eppendorf.it](mailto:eppendorf@eppendorf.it) · [www.eppendorf.it](http://www.eppendorf.it)

[www.eppendorf.com/pipette-manager](http://www.eppendorf.com/pipette-manager)

Eppendorf®, il design del marchio Eppendorf, Eppendorf Xplorer® e Move It® sono marchi registrati di Eppendorf SE, Germania. Tutti i diritti riservati, inclusi grafica e immagini. Copyright © 2023 by Eppendorf SE. Cod. ord. AA01 028 620/EN2/Print