

ピペットをリモートでセットアップする

Eppendorf Pipette Managerは連結電動ピペットを、より迅速な操作、再現性向上、各ステップのデジタルドキュメンテーションのために役立ちます。



これをピペティングに利用して素晴らしい自由と快適性を楽しまない人があるのでしょうか？時代の先を行きましょう！連結電動ピペットに切り替え、個人のピペティングスキルを向上させて、チームワークを新しいレベルにアップさせましょう。

連結電動ピペット
Eppendorf Xplorer®, Xplorer plusまたは Xplorer plus Move It®ピペットを連結電動ピペットに変換してください。

Pipette Manager
連結電動ピペットとWiFiテクノロジーによるタブレットで通信を確立させてください。

タブレット
タブレット (Android & iOS) を連結して他のラボユーザーと並行して作業してください。

今、試してみましよう

連結があなたにもたらすもの

より速く

Pipette Managerにより、さらに迅速な容量のインプットを。すべての設定が連結電動ピペットに転送されるので、ピペッティングをすぐに開始できます。

より正確に

取扱いが難しい液体（例：粘性、揮発性、発泡性のある液体）で作業する場合は、ピペッティングステップの再現性を高めるため、ソフトウェアに組み込まれた「Liquid Manager」でガイダンスを得ることができます。

所定のEppendorfリキッドタイプから選ぶか、ご自身で作成することも可能です。

自信を持って

各ピペッティングステップを自動的に記録し、USB経由で簡単にPDFとしてエクスポート可能です。ドキュメンテーションにはタイムスタンプ、ピペットのシリアル番号、ピペッティングモード、容量、選択されたリキッドタイプといった詳細が含まれます。

より密に作業してください

ピペットフリートをさらに効率的に管理し、チームのコラボレーションを強化しましょう。「Pipette Set Creation」または「Liquid Type Sharing」といった内蔵機能は操作をスムーズにし、効率的にします。

電動ピペットを進化させてください

電動ピペットで柔軟性を保ってください！

Eppendorf Xplorer/Xplorer plus またはXplorer plus Move It電動ピペットをWiFiモジュールで簡単に連結装置に変換してください。

1分未満でプラグイン、接続、作業の開始が可能です！



注文関連情報

説明

Pipette Manager、連結電動ピペットで通信を可能にする外部タッチサーバー

Eppendorf Xplorer®コネクト、Eppendorf Xplorer電動ピペット製品系列用バッテリー含むWiFiモジュール

注文番号

1004 000 001

4861 000 970

注記：Pipette Managerは世界中で入手できるとは限りません。詳細はEppendorf販売代理店へお問い合わせください。

地域販売代理店：www.eppendorf.com/contact
Eppendorf SE · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

www.eppendorf.com/pipette-manager

Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, Eppendorf Xplorer®, Move It®は、ドイツ・Eppendorf SEの登録商標です。グラフィックや画像を含むすべての権利を保有しています。Copyright © 2023 by Eppendorf SE. · 注文番号AA01 028 620/EN2/Print