


원격 피펫 설정

Eppendorf Pipette Manager는 연결된 전자 피펫을 사용해 작업 시간을 단축하고 재현성을 높이며 모든 단계를 디지털 방식으로 문서화하도록 돕는 솔루션입니다.



연결된 전자 피펫을 통해 더욱 유연하고 편리한 피펫팅이 주는 이점을 누릴 수 있을 뿐만 아니라 피펫팅 기술을 향상시키고 새로운 차원의 팀워크도 경험할 수 있습니다!



지금 체험하기

연결성이 주는 이점

속도 향상

Pipette Manager를 통해 더 빠르게 용량을 입력할 수 있습니다. 모든 설정이 연결된 전자 피펫으로 전송되어 즉시 피펫팅을 시작할 수 있습니다.

정확성 향상

소프트웨어에 포함된 "Liquid Manager"를 사용하면 까다로운 액체(예: 점성, 휘발성, 발포성)로 작업할 때 피펫팅 단계의 재현성을 높일 수 있습니다.

미리 지정되어 있는 Eppendorf 액체 유형(예: 아세톤) 중에서 선택하거나 직접 액체 유형을 생성할 수 있습니다.

신뢰성 향상

각 피펫팅 단계를 자동으로 문서화한 다음 USB를 통해 PDF 형식으로 손쉽게 내보낼 수 있습니다. 문서에는 타임스탬프, 피펫 일련번호, 피펫팅 모드, 용량, 선택한 액체 유형 등의 정보가 포함됩니다.

더욱 긴밀한 협업 지원

사용 중인 모든 피펫을 더욱 효과적으로 관리하고 팀의 협업을 강화할 수 있습니다. "Pipette Set Creation"이나 "Liquid Type Sharing" 같은 기능을 통해 더욱 원활하고 효율적으로 작업할 수 있습니다.

전자 피펫의 기능 향상

더욱 유연하게 전자 피펫을 활용하세요!

WiFi 모듈을 사용하면 Eppendorf Xplorer/Xplorer plus 또는 Xplorer plus Move It 전자 피펫을 연결된 전자 피펫으로 바꿀 수 있습니다.

장착하고 연결하면 바로 작업을 시작할 수 있습니다!



주문 정보

설명	주문 번호
Pipette Manager , 연결된 전자 피펫과의 통신을 지원하는 외부 터치 서버	1004 000 001
Eppendorf Xplorer® connect , Eppendorf Xplorer 전자 피펫 제품군용 WiFi 모듈(배터리 포함)	4861 000 970

참고: 일부 지역에서는 Pipette Manager가 제공되지 않습니다. 자세한 정보는 Eppendorf로 문의하시기 바랍니다.

문의처: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf SE · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

www.eppendorf.com/pipette-manager

Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, Eppendorf Xplorer® and Move It® are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany. All rights reserved including graphics and images. Copyright © 2023 by Eppendorf SE. · Order no. AA01 028 620/EN2/Print