



Work Smarter, Not Harder

Nowe 4-kanalowe głowice dozujące epMotion



Zobacz, co możesz osiągnąć

Zapomnij o uciążliwym przenoszeniu cieczy z probówek do płytek i odwrotnie w Twoim laboratorium! Nasze zaawansowane 4-kanalowe głowice dozujące zastąpią Cię w tej żmudnej i podatnej na błędy czynności. Te nowe produkty w rodzinie epMotion zostały zaprojektowane specjalnie do zadań polegających na zmianie formatu, takich jak (q)PCR i NAP, aby zapewnić szybkie i wiarygodne wyniki.

> **Bezproblemowe przenoszenie cieczy**

Uprość uciążliwe przenoszenie cieczy z probówek do płytek i odwrotnie.

> **Lepsza produktywność**

Uzyskaj szybsze i bardziej wiarygodne wyniki dzięki lepszemu przepływowi pracy i poprawie ogólnej wydajności laboratorium.

> **Ułatwienie pracy w laboratorium**

Pozbądź się żmudnych zadań i skup się na tym, co naprawdę ważne – badaniach i odkryciach.



Wydajność pipetowania

Głowica dozująca	Zakres objętości	Objętość	Błąd pomiaru			
			Systematyczny		Przypadkowy	
			%	μL	%	μL
TM 50-4	1,0 - 50 μL	1 μL	± 25	± 0,25	± 10	± 0,1
		5 μL	± 5	± 0,25	± 5	± 0,25
		25 μL	± 2	± 0,5	± 1,2	± 0,3
		50 μL	± 1,2	± 0,6	± 0,6	± 0,3
TM 300-4	20 - 300 μL	20 μL	± 10	± 2,0	± 4,0	± 0,8
		30 μL	± 10	± 3,0	± 3,5	± 1,05
		150 μL	± 2,5	± 3,75	± 0,8	± 1,2
		300 μL	± 1,5	± 4,5	± 0,5	± 1,5
TM 1000-4	40 - 1000 μL	40 μL	± 6	± 2,4	± 2,5	± 1,0
		100 μL	± 3	± 3	± 1,5	± 1,5
		500 μL	± 1,5	± 7,5	± 0,3	± 1,5
		1000 μL	± 0,8	± 8,0	± 0,15	± 1,5



Informacje dotyczące zamawiania

Opis	Międzynarodowy nr zamówienia
epMotion, 4-kanałowa głowica dozująca TM50-4, 1-50 µl	5280000410
epMotion, 4-kanałowa głowica dozująca TM50-4, 20-300 µl	5280000436
epMotion, 4-kanałowa głowica dozująca TM50-4, 40-1000 µl	5280000452
Statyw na pojedyncze probówki, kompatybilny z TM-4, do użytku z maksymalnie 24 probówkami Eppendorf, szklanymi lub plastikowymi, Ø > 13 mm x długość maks. 60 mm.	5075775204
Statyw na 24 probówki, kompatybilny z TM-4, do użytku z 24 probówkami 1,5 mL lub 2,0 mL Safe-Lock.	5075752107
Statyw termiczny kompatybilny z TM-4, z 1-kanałowymi i 4-kanałowymi głowicami dozującymi, do maks. 1000 rpm w TMX.	5075752115
Statyw termiczny TMX TM-4, kompatybilny z 1-kanałowymi i 4-kanałowymi głowicami dozującymi, termostatowany, możliwość użycia do maks. 1300 rpm w TMX.	5075752123
Statyw termiczny Cryo, kompatybilny z TM-4, kompatybilny z 1-kanałowymi i 4-kanałowymi głowicami dozującymi, termostatowany, możliwość użycia do 1000 rpm w TMX.	5075752131
TipHolder, kompatybilny z TM-4, z 1-kanałowymi i 4-kanałowymi głowicami dozującymi. Miejsce na jedno pudełko epT.I.P.S. u dołu oraz statyw na epT.I.P.S. Reload u góry, autoklawowalny.	5075752158
Uwaga: 4-kanałowe głowice dozujące są kompatybilne z oprogramowaniem epBlue w wersji ≥ 50.2 i epMotion 5073 / 5075 o numerach seryjnych ≥ 10 000.	

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
 Eppendorf SE · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

www.eppendorf.com/automation