



# Work Smarter, Not Harder

As novas ferramentas de dispensação epMotion de 4 canais



# Veja o que você pode realizar

Diga adeus ao incômodo de transferir líquidos de tubos para placas ou vice-versa no seu laboratório! Nossas ferramentas avançadas de dispensação de 4 canais tiram esse fardo tedioso e propenso a erros dos seus ombros. Estes novos membros da família epMotion foram projetados especificamente para tarefas de reformatação, como em (q) PCR e NAP, para fornecer resultados rápidos e confiáveis.

## > Transferência de líquidos sem esforço

Elimine o incômodo de transferir líquidos de tubos para placas e vice-versa.

## > Maior produtividade

Obtenha resultados mais rápidos e confiáveis, melhorando o fluxo de trabalho e a eficiência geral do seu laboratório.

## > Experiência aprimorada no laboratório

Experimente se livrar das tarefas tediosas e concentrar-se no que realmente importa: nossas pesquisas e descobertas.



# Desempenho de pipetagem

Ferramenta de dosagem	Faixa de volume	Volume	Erro de medição			
			Sistemático		Aleatório	
			%	µL	%	µL
TM 50-4	1,0 - 50 µL	1 µL	± 25	± 0,25	± 10	± 0,1
		5 µL	± 5	± 0,25	± 5	± 0,25
		25 µL	± 2	± 0,5	± 1,2	± 0,3
		50 µL	± 1,2	± 0,6	± 0,6	± 0,3
TM 300-4	20 - 300 µL	20 µL	± 10	± 2,0	± 4,0	± 0,8
		30 µL	± 10	± 3,0	± 3,5	± 1,05
		150 µL	± 2,5	± 3,75	± 0,8	± 1,2
		300 µL	± 1,5	± 4,5	± 0,5	± 1,5
TM 1000-4	40 - 1000 µL	40 µL	± 6	± 2,4	± 2,5	± 1,0
		100 µL	± 3	± 3	± 1,5	± 1,5
		500 µL	± 1,5	± 7,5	± 0,3	± 1,5
		1000 µL	± 0,8	± 8,0	± 0,15	± 1,5



## Informações para encomendas

Descrição	N.º de pedido internacional
epMotion, ferramenta de dispensação de 4 canais TM50-4, 1-50 µL	5280000410
epMotion, ferramenta de dispensação de 4 canais TM50-4, 20-300 µL	5280000436
epMotion, ferramenta de dispensação de 4 canais TM50-4, 40-1.000 µL	5280000452
Rack para tubos individuais compatível com TM-4, podem ser utilizados até 24 tubos de reação Eppendorf, tubos de vidro ou plástico Ø > 13 mm x 60 mm de comprimento máximo.	5075775204
Rack para 24 tubos compatível com TM-4, podem ser utilizados até 24 tubos Safe-Lock de 1,5 mL ou 2,0 mL.	5075752107
Rack térmico compatível com TM-4 com ferramentas de dispensação de 1 e 4 canais, para até 1.000 rpm no TMX.	5075752115
Rack térmico compatível com TMX TM-4 com temperatura controlada, velocidade de até 1.300 rpm no TMX.	5075752123
Rack térmico Crio compatível com TM-4 com ferramentas de dispensação de 1 e 4 canais, com temperatura controlada, velocidade de até 1.000 rpm no TMX.	5075752131
TipHolder compatível com TM-4 com ferramentas de dispensação de 1 e 4 canais. Espaço para uma caixa de epT.I.P.S. na área inferior e um rack de recarga epT.I.P.S. na área superior, autoclavável.	5075752158
<b>Nota:</b> as ferramentas de dispensação de 4 canais são compatíveis com o software epBlue versão ≥ 50.2 e epMotion 5073 / 5075 com números de série ≥ 10.000	

Seu distribuidor local: [www.eppendorf.com/contact](http://www.eppendorf.com/contact)  
 Eppendorf SE · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburgo · Germany  
[eppendorf@eppendorf.com](mailto:eppendorf@eppendorf.com) · [www.eppendorf.com](http://www.eppendorf.com)

[www.eppendorf.com/automation](http://www.eppendorf.com/automation)