

Rotores para 5910 R/5920 R



Rotor FA-6x250

- > Rotor de ângulo fixo para 6 garrafas de x 250 mL¹⁾
- > Ideal para peletização de microorganismos e células mamíferas
- > 12 adaptadores diferentes para várias aplicações adicionais
- > Velocidade máx. 15.054 x g (10.100 rpm)
- > Tampa de rotor Eppendorf QuickLock para bloqueio rápido da tampa
- > Estanque ao aerossol²⁾ para centrifugação segura de amostras perigosas
- > Leve com apenas 5.3 kg para trabalho sem esforço
- > Alumínio anodizado para uma alta resistência a substâncias químicas
- > Rotor, tampa e adaptadores são autoclaváveis e reduzem o risco de contaminação

¹⁾ Este rotor precisa de uma atualização de software se utilizar centrifugas mais antigas. Contate a sua organização ou revendedor Eppendorf local para obter mais informações. ²⁾ Estandaridade a aerossóis testada por a Agência de Proteção da Saúde, Porton Down, UK. Máximo 80% de volume de enchimento.



Informações de pedido

Descrição	Número de pedido
Rotor FA-6x250, para garrafas de 6 x 250 mL	
incl. tampa de rotor Eppendorf QuickLock® estanque ao aerossol	5895 175.007

Adaptadores para Rotor FA-6x250						
Volume do tubo	5 mL	2.6 – 8.0 mL	5.5 – 12.0 mL	9 mL	5 mL ²⁾ e 15 mL	50 mL
Diâmetro de tubo máx.	12 mm	13 mm	16 mm	17.5 mm	17 mm	30 mm
Altura máx. do recipiente para uso com tampa¹⁾	114 mm	114 mm	115 mm	112 mm	122 mm	125 mm
Adaptador						
Número de vasos por adaptador/ rotor	9/54	8/48	7/42	7/42	4/24	1/6
Forma do fundo	redondo	redondo	redondo	redondo	cônico	cônico
Raio de centrifugação	126 mm	125 mm	125 mm	126 mm	120 mm	110 mm
Máx. RCF	14.370 x g	14.256 x g	14.256 x g	14.370 x g	13.686 x g	12.545 x g
Embalagem	conjunto de 2 uni.	conjunto de 2 uni.				
Número de pedido	5920 765.000	5920 763.008	5920 762.001	5920 764.004	5920 761.005	5920 760.009

50 mL	10 mL	16 mL	30 mL	50 mL	85 mL	Garrafas cônicas de 175 mL ³⁾	250 mL ⁴⁾
30 mm	17 mm	18 mm	26 mm	29 mm	38 mm	62 mm	62 mm
125 mm	115 mm	115 mm	116 mm	125 mm	118 mm	118 mm	135 mm
1/6	7/42	7/42	3/18	1/6	1/6	1/6	1/6
cônico, skirted	redondo	redondo	redondo	redondo	redondo	cônico	plano
108 mm	126 mm	126 mm	125 mm	111 mm	113 mm	132 mm	132 mm
12.317 x g	14.370 x g	14.370 x g	14.256 x g	12.659 x g	12.887 x g	15.054 x g	15.054 x g
conjunto de 2 uni.	-	-					
5920 766.007	5920 769.006	5920 770.004	5920 767.003	5920 771.000	5920 768.000	Conical form insert required ³⁾	No adapter required ⁴⁾

¹⁾ Por favor efetue um teste manual para determinar a capacidade de carga atual.

²⁾ Para tubos Eppendorf® 5.0 mL (n° encomenda 5820 732.008).

³⁾ 175 mL para BD/Corning (352076). Observe que essas garrafas cônicas devem ser utilizadas com um adaptador cônico fornecido pelo fabricante da garrafa.

⁴⁾ Garrafas de fundo raso de 250 mL de Nalgene (3127-0250, 3122-0250, 3120-0250) e Corning (431841, 431842). Se forem usadas garrafas Nalgene de 250 mL de fundo raso com tampa larga (3140-0250), a capacidade máxima é de 4 x 250 mL.