

## Configure as suas pipetas remotamente

O Eppendorf Pipette Manager é responsável por ajustar as pipetas eletrônicas conectadas para um modo de funcionamento mais rápido, aumentando, com isso, a reprodutibilidade e a documentação digital de cada passo.



Quem é que não adora ter mais liberdade e comodidade em termos de pipetagem? Esteja sempre um passo à frente! Mude para as pipetas eletrônicas conectadas e amplie a sua própria capacidade de pipetagem, elevando o trabalho em equipe para um novo nível.

**Pipetas eletrônicas conectadas**  
Converta as suas pipetas Eppendorf Xplorer®, Xplorer plus ou Xplorer plus Move It® em **pipetas eletrônicas conectadas**.

**Pipette Manager**  
Estabeleça a comunicação com pipetas e tablets eletrônicos conectados através de tecnologia WiFi.

**Tablets**  
Conecte tablets (Android & iOS) para funcionar em paralelo com outros usuários de laboratório.

Experimente já

# O que a conectividade pode fazer por você

## Mais velocidade

Entrada de volumes mais rápida através do Pipette Manager. Todas as configurações serão transferidas para pipetas eletrônicas conectadas para iniciação imediata da pipetagem.

## Maior precisão

Obtenha o suporte do “Liquid Manager” incorporado ao software para o manuseio de classes de líquidos desafiantes (por exemplo, viscosos, voláteis ou espumantes), a fim de aumentar a reprodutibilidade dos seus passos de pipetagem.

Escolha entre os tipos de líquidos Eppendorf pré-configurados, por exemplo, acetona ou crie o seu próprio.

## Maior confiança

Documente automaticamente cada passo de pipetagem e exporte facilmente as suas gravações como arquivo PDF via USB. A documentação contém detalhes, tais como carimbo da hora, número de série da pipeta, modo de pipetagem, volume e o tipo de líquido selecionado.

## Trabalho mais atento

Gerencie a sua frota de pipetas de forma mais eficaz e melhore o trabalho em equipe. Características integradas, por exemplo, “Criação de grupos de pipetas” ou “Compartilhamento do tipo de líquido” oferecem suporte a operações contínuas e eficientes.

# A evolução das suas Pipetas Eletrônicas

Mantenha a flexibilidade com as suas pipetas eletrônicas!

Converta facilmente as suas pipetas eletrônicas Eppendorf Xplorer, Xplorer plus ou Xplorer plus Move It pipetas em um equipamento conectado ao módulo WiFi.

Basta ligar, se conectar e começar a trabalhar em menos de um minuto!



### Informações para pedido

#### Descrição

**Pipette Manager**, um servidor de toque externo que permite a comunicação com pipetas eletrônicas conectadas  
**Eppendorf Xplorer® connect**, módulo WiFi incl. bateria para a família de pipetas eletrônicas Eppendorf Xplorer

#### N.º de pedido

1004 000 001  
 4861 000 970

Nota: O Pipette Manager não está disponível em todo o mundo. Entre em contato com o seu Representante de Vendas Eppendorf para mais informações.

Seu distribuidor local: [www.eppendorf.com/contact](http://www.eppendorf.com/contact)  
 Eppendorf SE · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburgo · Alemanha  
[eppendorf@eppendorf.com](mailto:eppendorf@eppendorf.com) · [www.eppendorf.com](http://www.eppendorf.com)

[www.eppendorf.com/pipette-manager](http://www.eppendorf.com/pipette-manager)

Eppendorf®, a design da marca Eppendorf, Eppendorf Xplorer® e Move It® são marcas registradas da Eppendorf SE, Alemanha. Todos os direitos reservados, incluindo gráficos e imagens. Copyright © 2023 por Eppendorf SE. · N.º de pedido AA01 028 620/EN2/Print