

一台设备完成您所有混匀实验任务。



Eppendorf ThermoMixer® C

我们的一体化多功能混匀仪设备，适用于您的日常混匀和温控任务

了解我们全能样品混匀加热和冷却解决方案。Eppendorf SmartBlock 配件包括多种 加热模块, 例如：用于样品快速调温，适配深孔板的 DWP 模块、实现可控无水化细胞解冻的模块、防止容器盖内产生冷凝水的热盖，以及可在与主模块不同温度下孵育 1.5 ml 样品管的 SmartExtender 扩。

改善混匀和温控效果

- > 3 mm 轨道上最高 3000 rpm (2D Mix-Control 技术)，甚至可处理微孔板或 384 孔 PCR 板。
- > 带专属序列号的温度测试证书
- > 可实现模块专属校准及 IQ/OQ GxP 规范服务

长久可靠，操作始终轻松无忧

- > 历经全球数千实验室多年实证：稳健设计搭配液晶显示屏，久经考验。
- > 五个功能键预设常用程序，另可存储 15 个可自由定义的多参数程序。

样品管内部防冷凝设计

- > 选配 ThermoTop® 热盖，支持模块专属加热方案
- > 可用于最高 2.0 mL 样品管的 SmartBlock 加热模块。
- > 模块均一性显著提升— 关键实验的理想之选

匠心凝于毫厘之间



优化工作板导热

专为深孔板 (96 孔, 500/1000 μ l) 与 PCR 板 (96/384 孔) 设计的严丝合缝的 SmartBlock 加热模块, 确保热量从模块向样品的高效传导。纵使短时程序运行, 目标温度亦能瞬达



第二孵化温度缺失?

选配 SmartExtender 扩展支架 可容纳 12 根 1.5 mL 样品管, 适配所有 SmartBlock 加热模块 – 例如同步实现酶促反应等实验需求。



免工具操作, 迅速完成模块更换

只需按压模块前端杠杆, 即可卸下 SmartBlock 加热模块并完成新模块安装。新 SmartBlock 加热模块的规格会被 ThermoMixer C 自动识别。

看看有多简单
[视频](#)



规范解冻, 无水化操作

选配 SmartBlock cyo thaw 解冻模块, 让您的 ThermoMixer C 化身高效替代方案, 彻底取代人工操作或水浴加热冻存管的传统模式——实现更高解冻结果重现性, 同步强化防污染保护。

了解更多
[应用说明](#)



您知道吗?

Eppendorf ThermoMixer C 的可持续性评分已获独立机构 NGO My Green Lab® 验证, 并获颁 ACT® 环保认证标识。探索 **Eppendorf ThermoMixer C** 如何助力实现可持续目标之道—
[下载白皮书](#)

联系您本地销售: 艾本德中国
服务热线: 400 885 6070
电子邮件: marketinfo@eppendorf.cn

www.eppendorf.com

ACT® and My Green Lab® are registered trademarks of My Green Lab, USA.
Eppendorf®, Eppendorf Brand Design, ThermoTop® and ThermoMixer® are registered trademarks of Eppendorf SE, Hamburg, Germany.
All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2025 by Eppendorf SE.
Order No.: AA01 051 714/CN1/0925/MCP