





Eppendorf CryoStorage 冻存管: 满足对样品安全、样品管理和数据追踪有需求的现代高密度样品存储应用。

为您存储的珍贵样品编码

CryoStorage 冻存管
Eppendorf SafeCode 样品编码系统的 CryoStorage 冻存管采用三级编码, 以确保样品的安全识别。预置包装含最多 96 个贴标冻存管并预先加盖, 便于使用。

- > 冻存管规格: 从 0.5 mL 到 4.0 mL, 提供广泛的存储应用范围
- > 采用优质聚丙烯材料制造, 加工车间 class VIII 洁净度
- > Eppendorf Quality® 优质级或无菌级(β 射线辐射, SAL10⁻⁶) 纯度, 以满足不同的样品要求
- > 耐受温度范围: -196 °C(液氮气相)至 +121 °C, 满足各种应用需求



订购信息	
描述	货号
 Eppendorf CryoStorage 冻存管 , 0.5 mL, 不含 DNase、RNase、人类 DNA 和内毒素; 外螺纹, 预先加盖灰色管盖, 带 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), 线性 and 可读代码, 独立包装管架, 10 盒 x 96 管	0030 079.400
 Eppendorf CryoStorage 冻存管 , 无菌, 0.5 mL, 不含 DNase、RNase、人类 DNA 和内毒素; 外螺纹, 预先加盖灰色管盖, 带 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), 线性 and 可读代码, 独立包装管架, 10 盒 x 96 管	0030 079.450
 Eppendorf CryoStorage 冻存管 , 1.0 mL, 不含 DNase、RNase、人类 DNA 和内毒素; 外螺纹, 预先加盖灰色管盖, 带 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), 线性 and 可读代码, 独立包装管架, 10 盒 x 96 管	0030 079.418
 Eppendorf CryoStorage 冻存管 , 无菌, 1.0 mL, 不含 DNase、RNase、人类 DNA 和内毒素; 外螺纹, 预先加盖灰色管盖, 带 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), 线性 and 可读代码, 独立包装管架, 10 盒 x 96 管	0030 079.469
 Eppendorf CryoStorage 冻存管 , 1.5 mL, 不含 DNase、RNase、人类 DNA 和内毒素; 外螺纹, 预先加盖灰色管盖, 带 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), 线性 and 可读代码, 独立包装管架, 10 盒 x 48 管	0030 079.426
 Eppendorf CryoStorage 冻存管 , 无菌, 1.5 mL, 不含 DNase、RNase、人类 DNA 和内毒素; 外螺纹, 预先加盖灰色管盖, 带 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), 线性 and 可读代码, 独立包装管架, 10 盒 x 48 管	0030 079.477
 Eppendorf CryoStorage 冻存管 , 2.0 mL, 不含 DNase、RNase、人类 DNA 和内毒素; 外螺纹, 预先加盖灰色管盖, 带 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), 线性 and 可读代码, 独立包装管架, 10 盒 x 48 管	0030 079.434
 Eppendorf CryoStorage 冻存管 , 无菌, 2.0 mL, 不含 DNase、RNase、人类 DNA 和内毒素; 外螺纹, 预先加盖灰色管盖, 带 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), 线性 and 可读代码, 独立包装管架, 10 盒 x 48 管	0030 079.485
Eppendorf CryoStorage 冻存管 , 4.0 mL, 不含 DNase、RNase、人类 DNA 和内毒素; 外螺纹, 预先加盖灰色管盖, 带 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), 线性 and 可读代码, 独立包装管架, 10 盒 x 48 管	0030 079.442
Eppendorf CryoStorage 冻存管 , 无菌, 4.0 mL, 不含 DNase、RNase、人类 DNA 和内毒素; 外螺纹, 预先加盖灰色管盖, 带 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), 线性 and 可读代码, 独立包装管架, 10 盒 x 48 管	0030 079.493

货号	货号
描述	描述
Eppendorf RackScan b , 用于读取 SBS 管架和冻存盒中冻存管二维码的扫描仪(底部读取), 含 RackScan Analyzer 软件	6002 000 006
Eppendorf RackScan s , 侧向读取 SBS 管架和冻存盒的条码扫描仪, RackScan 扫描仪附件	6002 000.014


www.eppendorf.cn

Eppendorf China Limited 艾本德中国有限公司 上海: 021-3856 0500 北京: 010-8836 0998 广州: 020-8375 4160
服务热线: 400 885 6070 电子邮件: marketinfo@eppendorf.cn



关注 Eppendorf 官方微信
获取最实用的实验室操作指南

Copyright © 2020 by Eppendorf China.



Coded for Success

Eppendorf SafeCode 样品编码管理系统和冻存管

»放轻松—您的样品
在我们的安全保护之下«

作为一名科学家, 您拥有数百个样品, 这些样品是多年努力工作的成果, 具有很高的价值。储存时, 必须保证它们是安全、有效的。将样品精准的条形码标签与高效的存储条件结合起来, 准确记录它们在存储设备中的位置和信息。

利用可靠的样本标签和安全的样本数据库。



- 苦于无法获悉样本信息吗?**
- > 预先贴上标签的样品管, 可立即取用
 - > 存储所有相关的实验数据便于建立文档记录
 - > 可靠耐用的标签确保样品标识安全



- 需要同时读取多个样品管信息吗?**
- > RackScan 扫描仪可对贴有二维码的样品管进行扫描
 - > 即插即读, 操作便捷舒适
 - > 可兼容如 Eppendorf eLABInventory 和 eLABJournal® 等样品信息管理系统



- 样品及过程信息无据可循?**
- > 兼容样品管理软件便于样品信息管理
 - > 寻找冰箱中空闲的位置, 有效利用存储空间
 - > 条形码读取, 安全标识鉴别样品, 可靠的样品存储过程文档管理




对安全识别样品有需求?

Eppendorf 样品编码管理系统

»必须对储存的样品管贴标«当然, 每位实验室工作人员都认可这一点。而在现实工作中, 您总会在冰箱中发现一些没有贴标或没有清晰可辨标签的样品管。建议贴上尽可能清晰且持久的标签, 用简明编码打印的标签是可靠读取样品信息最基本的要求。条形码或二维码可保证快速、安全、有效识别样品信息。

- > 使用预先贴有多达 3 级编码的样品管, 可以改善您的工作流程
- > ECC 200 纠错功能可在编码损坏高达 30% 的情况下依旧安全读取样品信息
- > 您可以接入诸如 eLABInventory 样品管理软件来管理经过编码的样品

高价值样品的智能编码对于安全识别和保证最终结果安全至关重要。



使用 Eppendorf RackScan 扫描仪和软件, 您可以同时扫描更多样品管, 将样品数据传送到您的样品管理软件或外部数据库



您使用不同规格的样品管来存储样品吗? Eppendorf CryoStorage 冻存管有 5 种规格: 0.5 mL、1.0 mL、1.5 mL、2.0 mL 和 4.0 mL。所有冻存管预先灭菌, 拆封即用。



- > **需要样本 ID 吗?** 通过三级编码实现简单快速的安全样本识别:
 - > 一维码(侧面)
 - > 简明编码(侧面)
 - > 二维码, 带 ECC 200 纠错功能(底部)



- > **需要排列冻存管?** 预装管架, 便于拿取
- > **需要安装管盖?** 预装管盖, 便于拿取、保证洁净
- > **担心冻存管松脱?** 管架上盖可锁定, 确保安全关盖或开启, 保证架内冻存管的安全存储



- 避免冻存管的转动**
- > 底部锁扣防止冻存管在管架内开启时发生转动, 便于手动甚至自动打开/关闭冻存管旋盖



- > **需要文件资料吗?** 可通过冻存管编码获取诸如证书等信息用于文档建立(通过 Eppendorf 官方网站获取)
- > **数字化信息。** 数据自动传输至如 eLABInventory 样品管理软件或外部数据库