

CO₂ インキュベーターキャンペーン

期間：2020年1月6日～4月30日



Culture of Tomorrow

エッペンドルフ CO₂ インキュベーター キャンペーン

CO₂ インキュベーター CellXpert C170 シリーズは、コンタミネーション防止、培養環境の均一性の向上、作業効率の改善を追及して製造された最新機種です。細胞と使用者の双方に心地良い環境を提供します。

CO₂ インキュベーターシェーカー New Brunswick S41i は、シェーキング機能とCO₂ 濃度コントロール機能を一台に搭載しており、浮遊系動物細胞の培養に最適です。細胞の生育に理想的な環境を提供できます。

本キャンペーンでは、これらの製品を **20% OFF** にてご提供いたします！



画像は CellXpert C170i

CO₂ インキュベーター CellXpert® C170 シリーズ ～無菌環境を極力維持～



ファンレス仕様

- ✓ 蒸発を気にせず最上段のシェルフまで使用可能
- ✓ フィルター交換不要でメンテナンスが簡単
- ✓ 独自の機構がもたらすガスの対流によってファンが無くても庫内環境を均一に維持

シームレスデザイン

庫内の凹凸を極力排除、洗浄作業が簡単・確実



マグネティックロック式内扉

両手がふさがっていても内扉の開閉が容易



ノブを引っ張る／押しだけで開閉
回しても開閉 * C170i モデルのみ

CO₂ ガス消費量を低減

最先端のガス制御機構



CO₂ ガス消費量の比較。
5% CO₂、37°C に設定。

タッチスクリーンで簡単操作 (C170i モデルのみ)

一目で分かるグラフ表示。PC へのエクスポートも可能。



CO₂ インキュベーターシェーカー New Brunswick™ S41i ～浮遊系動物細胞の培養に～



- ✓ 高温環境によるシェーキングユニットの劣化を気にすることなく使用可能
- ✓ ドライブユニットからの発熱による庫内環境の不安定化を防止
- ✓ 170 L の大容量チャンバー
- ✓ ファンレス仕様
- ✓ シームレスデザイン
- ✓ タッチスクリーン搭載



テクニカルデータおよび注文案内

品名	CO ₂ インキュベーター CellXpert C170	CO ₂ インキュベーター CellXpert C170i	CO ₂ インキュベーターシェーカー New Brunswick S41i
容量		170 L	
高温滅菌機能	可 (140 °C)	可 (180 °C)	可 (120 °C)
シェルフの数	3 枚 (8 枚まで増設可)	4 枚 (8 枚まで増設可)	1 枚 (2 枚まで増設可)
ディスプレイ	LED		タッチスクリーン
オンボードデータロギング	-		可
振盪速度			25 ~ 400 rpm ^{*1}
温度範囲	室温プラス 4 °C ~ 50 °C		
CO ₂ 濃度範囲	0.1 ~ 20 %		0.2 ~ 20 %
外寸 (W×D×H)	71.8 × 71.5 × 90.0 cm		83.4 × 73 × 84.8 cm
電源、最大消費電力	100 V / 50-60 Hz、1,150 W		100 V / 50-60 Hz、1,500 W
Order no.	6734 010.015	6731 010.015	S41I120010
希望小売価格	¥ 1,030,000	¥ 1,210,000	¥ 2,270,000
キャンペーン価格 ^{*2}	¥ 824,000	¥ 968,000	¥ 1,816,000

*1 バッフル付きフラスコでは最大速度が減少します。

*2 別途据付調整費を申し受けます。詳しくはお問い合わせください。
CO₂ ガス供給源 (ボンベ等) と圧力レギュレーターが別途必要です。
保証は弊社製品のみを対象とします。

製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。

希望小売価格は 2020 年 1 月現在の価格で、希望小売価格およびキャンペーン価格に消費税は含まれておりません。



シェーカー用アクセサリー (別売): 粘着式の「スティッキーパッド」

最高 250 rpm まで、クランプの代わりに利用可能。
クランプ付け替えの手間がなく、フラスコの設置や回収が簡単。

* バッフル付きフラスコ、坂口フラスコ非対応