

> Pipette Performance Plans 2020

Service Operation	Essential Check 출장 점검 가능	Basic Check	Standard Check	Premium Check	KOLAS ISO 17025	KOLAS PLUS ISO 17025
<b>Check &amp; Preventive maintenance with Eppendorf SOP</b>						
> 밀폐, 누수, 제품 및 부품의 손상 등 점검	■	■	■	■	■	■
> Cylinder, seals, o-ring 등에 윤활제 도포		■	■	■		■
> 필요에 따라 Seals, O-ring 소모품 류는 새부품으로 교체			■	■		■
<b>Calibration with KS Q ISO/IEC 17025 / KOLAS</b>						
> Calibration & adjustment, KS Q ISO/IEC 17025 - With 10 measurements per test volume. (min, mid, max)						■
> Calibration with KS Q ISO/IEC 17025. - With 10 measurements per test volume. (min, mid, max)					■	
<b>Calibration with EN ISO 8655 &amp; Eppendorf SOP</b>						
> Calibration/adjustment, EN ISO 8655 전 조건 준수 100%, 50%, 10% 용량을 각 10 회 측정			■	■		
> Calibration/adjustment, EN ISO 8655 의 조건 중 측정횟수를 변경 100%, 50%, 10% 용량을 각 4 회 측정		■				
> Calibration & adjustment - 간단한 정상 용량 점검	■					
<b>Documentation &amp; Supporting information</b>						
> Check lists 제공	■					
> Eppendorf 자사 규정을 만족하는 성적서 발행		■	■	■		
> ISO 17025 / KOLAS 규정을 만족하는 성적서 발행					■	■
> 서비스 수행 기간 [일] - 제품 입고 이후 업무일 기준 (수리 시 부품의 해외 배송 기간은 제외)	-	5~10	5~10	3~5	5~10	5~10
<b>Ordering information (VAT별도)</b>						
Single-volume pipette	₩15,000	₩25,000	₩65,000	₩100,000	₩65,000	₩85,000
8-channel pipette	₩20,000	₩141,000	₩312,000	₩347,000	₩312,000	₩408,000
12-channel pipette	₩20,000	₩210,000	₩468,000	₩503,000	₩468,000	₩612,000
> 전담 엔지니어 케어 서비스 > 영업일 기준 3~5 이내 > 성적서 재발행 비용 무상		₩15,000 / Single ch ₩30,000 / Multi ch		■		
<b>Business travel costs (VAT별도)</b>						
서울, 경기	₩100,000					
대전, 강원, 충남, 충북	₩250,000					
영남, 호남	₩400,000					
제주, 기타	₩500,000					

**Recommend**

\* Calibration : 기기의 분주량을 측정함  
\* Adjustment : Eppendorf SOP 에 맞도록 용량을 조정함