

부가세 별도

반입 Pipette Calibration Services

Service
> 기능 및 볼륨 check
> 필요에 따라 Cleaning & Grease
Calibration with EN ISO 8655 / Eppendorf SOP 성적서 발행
> 3 Points 4회 측정
> 3 Points 10회 측정 ISO 8655
Calibration with KS Q ISO/IEC 17025 / KOLAS 성적서 발행
> 3 Points 10회 측정 ISO 17025
Documentation & Supporting information
> 유지보수 서비스 (세척 및 오염물제거, 윤활도포, 볼륨조정)
> 필요에 따라 Seals, O-ring 소모품 류는 새부품으로 교체
> 서비스 수행 기간 [일] - 제품 입고 이후 업무일 기준 (수리 시 부품의 해외 배송 기간은 제외)
Ordering information (VAT별도)
Single-volume pipette (fixed pipette, dispenser 포함)
8-channel pipette
12-channel pipette
- 전담 엔지니어 케어 서비스 - 영업일 기준 3~5 이내 - 성적서 재발행 비용 무상



- * Calibration : 기기의 분주량을 측정함
- * Adjustment : Eppendorf SOP 에 맞도록 용량을 조정함
- * As-Found + As-Left 동시 진행 시 As-Found 50% 할인 (Bundle)

Repair 진행 시 기본 점검	As-Found service (유지보수 서비스 불포함)			As-Left service (유지보수 서비스 포함)			
	Basic Check	Standard Check	KOLAS ISO 17025	Basic Check PM	Standard Check PM	Premium Check	KOLAS PLUS ISO 17025
■							
■							
	■			■			
		■			■	■	
			■				■
				■	■	■	■
						■	■
5~10	5~10	5~10	5~10	5~10	5~10	3~5	5~10
			ISO 17025 Calibration Certificate (2,500) * ch				
0082 000 043 (15,000)	0082 000 139 (25,000)	0082 000 140 (62,500)	0082 000 211 (65,000)	0082 000 141 (30,000)	0082 000 142 (67,500)	0050 600 084 (100,000)	0082 000 143 (85,000)
0082 000 046 (20,000)	0082 000 159 (140,000)	0082 000 161 (350,000)	(364,000)	0082 000 163 (145,000)	0082 000 165 (355,000)	0050 600 092 (560,000)	0082 000 167 (476,000)
	0082 000 160 (210,000)	0082 000 162 (525,000)	(546,000)	0082 000 164 (215,000)	0082 000 166 (530,000)	0050 600 033 (840,000)	0082 000 168 (714,000)
	₩15,000 / Single ch ₩30,000 / Multi ch *0082 000 098 (15,000)			₩15,000 / Single ch ₩30,000 / Multi ch		■	₩15,000 / Single ch ₩30,000 / Multi ch

출장 Pipette Calibration Services

Service
> 기능 및 볼륨 check
> 필요에 따라 Cleaning & Grease
> 필요에 따라 Seals, O-ring 소모품 류는 새부품으로 교체
> Check lists 제공
> Eppendorf 자사 규정을 만족하는 성적서 발행 2 Points 3회 측정, 1 channel
Ordering information (VAT별도)
Single-volume pipette (fixed pipette, dispenser 포함)
Multi-channel pipette

Essential Check 출장 점검 service
■
■
■
■
0050 600 209 성적서 당 (5,000)
0082 000 044 (15,000)
0082 000 045 (20,000)